

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТАМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Дистанционное мониторирование артериального давления. Что это и зачем нужно?

Дистанционное мониторирование артериального давления помогает контролировать изменения кровяного давления и выявлять возможные проблемы со здоровьем даже тогда, когда Вы этого не чувствуете.

Дистанционное мониторирование артериального давления — это процесс передачи данных измерений артериального давления медицинскими приборами с интерфейсами Bluetooth, Bluetooth Smart и ANT+™ тонометра по телекоммуникационным линиям связи с целью телемедицинского консультирования и коррекции артериального давления.

Для пациентов с факторами риска особенно важно проводить дистанционное мониторирование артериального давления, т.к. это облегчает диагностику гипертонии. Гипертония является одной из самых распространённых болезней сердечно-сосудистой системы и может привести к серьёзным осложнениям, включая инфаркт, инсульт и др.



Как подготовиться к дистанционному мониторингу артериального давления?

Перед проведением дистанционного мониторинга артериального давления необходимо обсудить с лечащим врачом возможные противопоказания и запреты. Медицинский работник обучит Вас пользоваться тонометром с функцией дистанционной передачи данных артериального давления. Проконсультирует как правильно накладывать манжету и измерять давление для получения более точного результата.

Мобильное приложение – это мобильное приложение и личный дневник здоровья, который может автоматически собирать данные.

Характеристика приложения

Приложение предлагает дополнительную синхронизацию и резервное копирование с помощью бесплатного облачного сервиса. Незарегистрированные пользователи могут вести дневники своего здоровья в автономном режиме (данные хранятся только на смартфоне).



Как зарегистрироваться быстро:

Шаг 1. На телефон скачать программу мобильного приложения, открыть приложение, зарегистрировать личный кабинет с указанием электронной почты.

Шаг 2. Через облако (крайний верхний угол справа) переходите в личный кабинет.

Шаг 3. В личном кабинете, сверху, в панели управления выбираете опцию круги, заходите и отрываете окошко «пригласить».

Шаг 4. При нажатии на окошко пригласить, открывается следующее окошко «предоставить доступ к своей информации». Далее вводите почту человека, которому предоставляете доступ к Вашим измерениям.

Регистрируясь в программе и предоставляя доступ к персональным данным, Вы автоматически даёте согласие на медицинское вмешательство по предоставлению Вам медицинской услуги **A02.12.002.002** и обработку персональных данных



Настраиваемые функции и характеристики приложения

Удаленный доступ и обмен данными: пользователи могут экспортировать и создавать резервные копии данных, а также распечатывать отчеты с портала. Можно делиться данными о состоянии здоровья с близкими, друзьями и врачами. Облако обеспечивает безопасное хранение и актуальность журнала здоровья, даже если медицинские или фитнес-устройства меняются.

Безопасность данных: Мобильного приложения использует все применимые передовые методы защиты данных: измерения надежно синхронизируются через протокол HTTPS, а данные хранятся в зашифрованном виде на защищенных серверах. Пользователи осуществляют полный контроль над своими записями и могут экспортировать их или запросить удаление в любое время.



Настраиваемые функции и характеристики приложения

Удаленный доступ и обмен данными: пользователи могут экспортировать и создавать резервные копии данных, а также распечатывать отчеты с портала.

Можно делиться данными о состоянии здоровья с близкими, друзьями и врачами. Облако обеспечивает безопасное хранение и актуальность журнала здоровья, даже если медицинские или фитнес-устройства меняются.

Безопасность данных: Мобильного приложения использует все применимые передовые методы защиты данных: измерения надежно синхронизируются через протокол HTTPS, а данные хранятся в зашифрованном виде на защищенных серверах. Пользователи осуществляют полный контроль над своими записями и могут экспортировать их или запросить удаление в любое время.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!